



カラム : HiTrap Q FF, 1 ml
HiTrap Q HP, 1 ml

サンプル : I . Ribonuclease A, Sigma R-5000, MW: 13,684,
pl: 7.8
II . Human apo-transferrin, Sigma T-0519, MW:
76,000, pl: 5.8
III . α -lactalbumin, Sigma L-5385 MW: 14,175,
pl: 4.5

流速 : 2 ml/min (310 cm/h)

結合バッファー : 20 mM piperazine, pH 9.7

溶出バッファー : 20 mM piperazine, 1 M NaCl, pH 9.7