

選択ガイド—Sephacryl

S-100 HR	分子量 $1 \times 10^3 \sim 1 \times 10^5$ のペプチドや低分子タンパク質に
S-200 HR	タンパク質、モノクローナル抗体、低分子の血清タンパク質（アルブミンなど）に
S-300 HR	血清タンパク質およびモノクローナル抗体分離のスタンダードに
S-400 HR / S-500 HR	さらに大きなタンパク質、多糖類、核酸、DNA フラグメント、プラスミドなどの小さな粒子の分離に
S-1000 SF	巨大分子、ウイルス、プラスミド、Subcellular organelles に