

## システム選択ガイド

### ①プロットिंगもゲル染色も行う：プロットモード+染色モード使用

MultiProcessor (標準) コード番号：問合せ

### ②プロットングだけ行う：プロットモード使用

本体 (Processor Plus Base Unit)      プロットトレイセット\*1

コード番号：80-6444-04      +      コード番号：80-6444-23

### ③ゲルの染色だけ行う：染色モード使用

本体 (Processor Plus Base Unit)      染色トレイ小セット      染色トレイ大セット\*2

コード番号：80-6444-04      +      コード番号：80-6444-80      or      コード番号：80-6445-18

\* 1 ディスポーザブルトレイがミニゲル (9 × 9.5 cm) 用は 2 枚、スタンダードゲル (16 × 16 cm) 用は 1 枚含まれますので、メンブレンのサイズに合わせて選択できます。

\* 2 ゲルのサイズに合わせて、染色トレイ小 (19 × 29 cm) ・染色トレイ大 (29 × 35 cm) を選択してください。染色トレイ小は、14 × 26 cm 以下のゲル 1 枚、7 × 8 cm ゲル 4 枚まで同時処理できます。染色トレイ大は、14 × 16 cm、11 × 26 cm ゲル 2 枚、7 × 8 cm ゲル 6 枚、20 × 26 cm ゲル 1 枚まで同時処理できます。

①



プロットモード



染色モード