

2019年3月12日

お客様ならびに代理店各位

## Cytiva（サイティバ） 販売終了のご案内

拝啓

貴社、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

この度、以下に示します製品について、販売を終了させていただくことになりました。急なお知らせとなつてしまい大変恐縮ではございますが、ご理解いただけますようお願いいたします。なお、代替製品のご案内がございますので、併せてご確認ください。詳細については、弊社バイオダイレクトライン（03-5331-9336）までお願いいたします。

長らくのご愛顧に感謝いたします。今後とも弊社ならびに弊社製品にご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

※ 販売代理店様におかれましては、現在当製品をお使いのお客様へ、この旨お伝えくださいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### <販売終了製品>

対象製品番号：CR0000006

対象製品名：MUP 6 PLACE COMPRESSOR 1/PK ※ミニユニ（ポリプロピレン製ハウジング）用のマルチコンプレッサー

#### <代替製品>

対象製品番号：MUPMCPBC8

対象製品名：MUP MULTI COMP PUR/BLU 1/PK ※マルチコンプレッサーに青色トレイが1つ付属します。

対象製品番号：MUPMCBT8

対象製品名：MUP Multi Compressor Tray ※青色トレイのみの製品です。

#### <代替製品に関するご案内>

MUPMCPBC8 はマルチコンプレッサーと青色トレイから構成されております。このマルチコンプレッサーは、従来からミニユニ G2（ガラス製ハウジング）用にご利用頂いておりましたマルチコンプレッサー（製品番号：MUPG2MCPWC8 製品名：MUP G2 MULTI COMP PUR/WH 1/PK、白色トレイ付き）と同一の製品となります。既にこのマルチコンプレッサーをお持ちのお客様は、新たに青色トレイ（MUPMCBT8 MUP Multi Compressor Tray）のみご購入頂ければ、お手元のマルチコンプレッサーと組み合わせることでミニユニ（ポリプロピレン製ハウジング）にお使い頂くことが可能です。白色トレイはミニユニ G2（ガラス製ハウジング）専用、青色トレイはミニユニ（ポリプロピレン製ハウジング）専用としてお使いください。

以上

Cytiva（サイティバ）

バイオダイレクトライン（製品問合せ対応窓口）

TEL：03-5331-9336 e-mail：[Tech-JP@cytiva.com](mailto:Tech-JP@cytiva.com)

法人名：グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社