

表 1. HiTrap Desalting 5 ml カラムとシリンジ/ Multipipette を用いた場合の推奨サンプル量および溶出液量

添加するサンプル量 (ml)	添加するバッファー量 (ml)	溶出・回収する量 (ml)	回収率 (%)	残存する塩 (%)	希釈度
0.25	1.25	1.0	> 95	0.0	4.0
0.50	1.0	1.5	> 95	< 0.1	3.0
1.00	0.5	2.0	> 95	< 0.2	2.0
1.50	0.0	2.0	> 95	< 0.2	1.3